



# ФИЗИОМЕР®

Все богатство 100% морской воды для свободного дыхания.



**Физиомер®** - это полная линейка натуральных продуктов из 100% морской воды для ухода за носовой полостью. Физиомер® эффективно снимает отечность и заложенность носа, используя природные преимущества морской воды Атлантического океана из Сен-Мало, Франция.

Все продукты Физиомер® не содержат консервантов и не оказывают отрицательного воздействия на нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки носа.

## Свойства

Физиомер® спрей назальный гипертонический - это натуральная гипертоническая морская вода, содержащая все полезные минералы и микроэлементы природной морской воды. Благодаря осмотическому действию продукт восстанавливает носовое дыхание и снимает заложенность и отечность носа при простудах, синуситах и аллергии, а так же способствует удалению слизи из носовой полости. Не вызывает привыкания, не повреждает слизистую оболочку носовой полости и не взаимодействует с другими лекарственными средствами. Не приводит к сухости слизистой оболочки носа или изменению обоняния, исключает возможность передозировки.

Гипертоническая концентрация солей эквивалентна 2,2%.

Форма распылительных насадок флаконов разработана с учетом анатомического строения носовой полости, поэтому препарат деликатно воздействует, попадая прямо в носовые пазухи и равномерно орошая их.

## Показания к применению

Физиомер® спрей назальный гипертонический предназначен для взрослых и детей старше 2 лет.

- Лечение ОРВИ и инфекций уха, горла и носа, в частности: риниты различной этиологии, в том числе аллергический, риносинусит, ринофарингит, обострение хронического ринита.
- Очищение полости носа от возбудителей инфекции и аллергенов для быстрого восстановления носового дыхания и снятия отечности.

## Продолжительность лечения

Продукт можно использовать длительно - до 3 месяцев.

## Беременность и лактация

Противопоказаний для использования во время беременности и кормления грудью нет.

[www.physiomer.ru](http://www.physiomer.ru)

Производитель:  
ЛАБОРАТОРИЯ ДЕ ЛЯ МЕР, ФРАНЦИЯ



ZAC de la Madeleine  
Avenue du Général Patton  
35400 Saint-Malo - FRANCE

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НАПРАВЛЯТЬ

ООО «БИТНЕР ФАРМА» Россия  
127018, Москва

Ул. Суцешский вал, 18  
тел/факс + 7 (495) 981-4888  
info@omega-bittner.ru

Медицинское изделие  
Спрей назальный гипертонический Физиомер®  
Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2010/06491 от 10.10.2012

STERILE A



0459

0°C / 35°C (1)

0°C / 30°C (2)

CN0757 - 05/2014



# ФИЗИОМЕР®

Все богатство 100% морской воды для свободного дыхания.



laboratoire  
de la Mer

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Гипертоническая морская вода 135 мл (1)

→ по 1-2 орошения в течение секунды в каждый носовой ход 2-3 раза в день

Наклоните голову набок

1. Аккуратно введите распылительную насадку в верхний носовой ход и нажмите на нее.
2. Дайте раствору подействовать в течение нескольких секунд.
3. Повторите указанную процедуру с другим носовым ходом.
4. После процедуры следует высморкаться.

После каждого использования промойте насадку горячей водой и высушите естественным образом.



### Гипертоническая морская вода 20 мл (2)

→ По 1-2 впрыска в каждый носовой ход до 6 раз в день

1. Снимите защитную крышку и сильно нажмите на распылительную головку один - два раза до появления первого распыления.
2. Держа голову в вертикальном положении, последовательно сделайте впрыски в каждый носовой ход.
3. После процедуры следует высморкаться.

После каждого использования промойте насадку горячей водой и высушите естественным образом.

**Использовать в течение 6 месяцев после первого применения.**

### Особые указания:

Использование одного флакона более чем одним человеком может привести к распространению инфекции.

Если симптомы сохраняются в течение 5 дней у детей и 10 дней у взрослых - обратитесь к врачу. При раздражении кожи в области носа во время использования может появиться легкое пощипывание.

**Беречь от детей.**

**Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.**

**Не использовать, если упаковка повреждена.**